



Celloprimer W

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Descrizione

Il CELLOPRIMER W è un primer per film di cellophane, composto da una miscela di elastomeri.

Applicazione

Il CELLOPRIMER W permette di ottenere una perfetta adesione fra la massa adesiva (in gomma naturale o sintetica) e il film senza alcuna attivazione.

E' utilizzabile per film autoadesivi, per l'imballaggio o per usi tecnici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	25±1
8. pH Solventi	pH	6 - 8 acqua

Modalità d'impiego

Nel caso in cui fosse necessario avere una viscosità più bassa è possibile diluirlo con acqua , per ottenere una viscosità più alta utilizzare i normali addensanti acrilici.

Applicazione: 1,0 - 1,5 g/mq secchi.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Questo prodotto deve essere stoccato a temperature comprese tra +10 e +40°C.

PROTEGGERE DAL GELO